


抗Glut3/Slc2A3 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用）- P11169

商品番号: CM0008474



前書き

WB、IP、ELISAで検証済みの高品質な抗GLUT3/SLC2A3ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを認識します。分子量54 kDaの促進型グルコーストランスポーターGLUT3（P11169）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLUT3/SLC2A3 ウサギmAb
別名	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6515
遺伝子ID	6515
免疫原	ヒトGLUT3/SLC2A3（P11169）のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11169
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	氷袋