


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Glut4モノクローナル抗体 - P14672

商品番号: CM0008277



前書き

GLUT4ウサギモノクローナル抗体、ウエスタンブロット、免疫蛍光、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのGLUT4と反応します。糖尿病および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLUT4 ウサギmAb
備考/別名	GLUT4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6517
遺伝子ID	6517
免疫原	ヒトGLUT4 (NP_001033.1) のアミノ酸410～509領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14672
タンパク質分子量	55 kDa/44 kDa
発送方法	保冷剤