

## Anti-Glutaminase (GLs) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - O94925

商品番号: CM0002283



### 前書き

#### ヒト Glutaminase

(GLS)を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。グルタミン代謝、腎機能、および神経伝達物質グルタミン酸の調節の研究に最適です。免疫原：ヒトGLSのアミノ酸1-100のペプチド。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Glutaminase (GLS) Rabbit mAb                                                |
| 備考/エイリアス    | GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminase (GLS) |
| 種           | ヒト                                                                          |
| GeneID (ヒト) | 2744                                                                        |
| GeneID      | 2744                                                                        |
| 免疫原         | ヒトGlutaminase (GLS) (O94925)のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド                       |
| ソース         | ウサギ                                                                         |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                   |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                                           |
| 交差反応性       | ヒト                                                                          |
| SWISS       | O94925                                                                      |
| タンパク質分子量    | 73kDa                                                                       |
| 配送          | アイスバッグ                                                                      |