

抗グルタミナーゼ（Gls）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O94925

商品番号: CM0028994



前書き

ヒトグルタミナーゼ（GLS）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。グルタミン代謝および神経伝達物質調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グルタミナーゼ（GLS）ウサギ pAb
備考/別名	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminase (GLS)
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2744
GeneID	2744
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94925
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ