


ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗グルタミン合成酵素 (Glul) ポリクローナル抗体 - P15104

商品番号: CM0026682



前書き

ヒトグルタミン合成酵素 (GLUL)
に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。グルタミン代謝、アンモニア解毒、血管新生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グルタミン合成酵素 (GLUL) ウサギ pAb
備考/別名	GS; GLNS; PIG43; PIG59; L)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2752
GeneID	2752
免疫原	組換えタンパク質 ヒトグルタミン合成酵素 (GLUL) (NP_002056.2) のアミノ酸1-373に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15104
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ