


グルタミン合成酵素 (Glul) ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa対応) - P15104

商品番号: CM0006680



前書き

グルタミン合成酵素 (GLUL)

対応の高品質なウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-

P、ELISAが検証済みです。グルタミン代謝および血管発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	グルタミン合成酵素 (GLUL) ウサギ mAb
備考/別名	GS; GLNS; PIG43; PIG59; グルタミン合成酵素 (GLUL)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2752
GeneID	2752
免疫原	合成ペプチド ヒト グルタミン合成酵素 (GLUL) (P15104) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P15104
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバック