


抗グルタミン合成酵素（GluI）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P15104

商品番号: CM0022117



前書き

ヒトグルタミン合成酵素（GLUL）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのGSを検出します。窒素代謝および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グルタミン合成酵素（GLUL）ウサギ pAb
備考/別名	GS; GLNS; PIG43; PIG59; グルタミン合成酵素（GLUL）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2752
GeneID	2752
免疫原	組換えタンパク質（ヒトグルタミン合成酵素（GLUL）（NP_002056.2）のアミノ酸1-373に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15104
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ