

## 抗グルタチオンシンセターゼ（Gss）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P48637

商品番号: CM0003537



### 前書き

ヒトグルタチオンシンセターゼ（GSS）に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。グルタチオン代謝および酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | グルタチオンシンセターゼ（GSS）ウサギmAb                                           |
| 備考・別名     | GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; Glutathione Synthetase (GSS)          |
| 対象種       | ヒト                                                                |
| 遺伝子ID（ヒト） | 2937                                                              |
| 遺伝子ID     | 2937                                                              |
| 免疫原       | 合成ペプチド   ヒトグルタチオンシンセターゼ（GSS）（P48637）のアミノ酸350～450領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源        | ウサギ                                                               |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                                         |
| 用途        | WB、IF/ICC、ELISA                                                   |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISS     | P48637                                                            |
| タンパク質分子量  | 52kDa                                                             |
| 発送方法      | 保冷剤                                                               |