

Wb、Elisa用 抗Glyat ポリクローナル抗体 - Q6Ib77

商品番号: CM0014456

前書き

GLYAT ウサギ

pAbは、WBおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒトGLYATを認識し、マウスおよびラットとの交差反応性を示すため、解毒、代謝、および肝がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLYAT ウサギ pAb
備考/別名	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10249
遺伝子ID	10249
免疫原	ヒトGLYAT (NP_005829.3) のアミノ酸1-163に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q6IB77
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ