

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Glyat/Gatモノクローナル抗体 - Q6Ib77

商品番号: CM0006889

前書き

ヒトGLYAT/GAT（Gene ID：10249）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。代謝解毒および肝がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLYAT/GAT ウサギmAb
備考／別名	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT/GAT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10249
GeneID	10249
免疫原	ヒトGLYAT/GAT（NP_964011.2）のアミノ酸1～100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6Ib77
タンパク質分子量	34 kDa
輸送	保冷剤