

抗グリセロールキナーゼ（Gk）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P32189

商品番号: CM0002676

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの抗グリセロールキナーゼ（GK）ウサギモノクローナル抗体です。グリセロール代謝およびグリセロ脂質合成における重要な酵素であるヒト、マウス、ラットのGK（P32189）を標的としています。診断および研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グリセロールキナーゼ (GK) ウサギmAb
別名	GK1; GKD; Glycerol kinase (GK)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2710
GeneID	2710
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32189
タンパク質分子量	61kDa
発送方法	氷袋梱包