

抗グリセロールキナーゼ（Gk）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P32189

商品番号: CM0027675

前書き

ヒトグリセロールキナーゼ（GK）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識します。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。グリセロール代謝、グリセロ脂質合成、および関連する代謝経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Glycerol kinase (GK) Rabbit pAb
備考/別名	GK1; GKD; Glycerol kinase (GK)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2710
GeneID	2710
免疫原	組換えタンパク質 グリセロールキナーゼ（GK）（NP_001191948.1）のアミノ酸422-559に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32189
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋