


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗グリコーゲン合成酵素1 (Gys1) ポリクローナル抗体 - P13807

商品番号: CM0021776



前書き

ヒトGYS1に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。グリコーゲン生合成および糖尿病研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グリコーゲン合成酵素1 (GYS1) ウサギ pAb
備考/別名	GSY; GYS; Glycogen synthase 1 (GYS1)
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	2997
GeneID	2997
免疫原	ヒトグリコーゲン合成酵素1 (NP_002094.2) のアミノ酸488-737に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13807
タンパク質分子量	84kDa
輸送条件	氷袋