


抗グリコホリンA（Gypa）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P02724

商品番号: CM0021151



前書き

ヒトGYPA（グリコホリンA、CD235a、MNシアロ糖タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しています。赤血球膜の主要タンパク質であり、MN血液型抗原を保有し、HAVおよび熱帯マラリア原虫の受容体として機能します。分子量：約16 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	GYPA ウサギpAb
別名	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPPerik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); GYPA
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2993
遺伝子ID	2993
免疫原	ヒトGYPA（P02724）のアミノ酸20～91番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02724
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤