


抗グリコフォリンC（Gypc）モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P04921

商品番号: CM0002289



前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISA用のグリコフォリンC（GYPC）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。赤血球膜の研究および血液型抗原の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Glycophorin C (GYPC) Rabbit mAb
備考/別名	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glycophorin C (GYPC)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2995
GeneID	2995
免疫原	合成ペプチド ヒトグリコフォリンC（GYPC）（P04921）のアミノ酸49-128領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04921
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋