


抗グリコホリンC (Gypc) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04921

商品番号: CM0017725



前書き

グリコホリンC (GYPC)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。赤血球の安定性とマラリア受容体機能に關与するシアル糖タンパク質であるヒトおよびマウスGYPC (14 kDa) を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グリコホリンC (GYPC) ウサギpAb
備考/別名	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glycophorin C (GYPC)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2995
遺伝子ID	2995
免疫原	組換えタンパク質：ヒトグリコホリンC (Glycophorin C (GYPC)) (NP_002092.1) のアミノ酸1-128に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P04921
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ