

Wb、Elisa用 抗Glyctk ポリクローナル抗体 - Q8Ivs8

商品番号: CM0024896

前書き

ヒトGLYCTK（グリセリン酸キナーゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。C末端領域を標的とした組換え免疫原。ミトコンドリア代謝および関連研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLYCTK ウサギ pAb
備考/別名	HBEBP2; HBEBP4; HBeAgBP4A; GLYCTK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	132158
遺伝子ID	132158
免疫原	ヒトGLYCTK (NP_660305.2) のアミノ酸284-523に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IVS8
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ