


抗グリピカン3 (Gpc3) モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P51654

商品番号: CM0012580



前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの、ヒトグリピカン3 (GPC3)

を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。Wnt およびHedgehogシグナル伝達に参与する細胞表面プロテオグリカンであるヒトGPC3に特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human Glypican 3 (GPC3) mAb
備考/別名	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2719
遺伝子ID	2719
免疫原	ヒトグリピカン3 (GPC3) (NP_004475.1) のアミノ酸481-580内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P51654
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバッグ