


Anti-Glypican 3 (Gpc3) ポリクローナル抗体（Wb、Fc、Elisa用） - P51654

商品番号: CM0019017



前書き

Glypican 3

(GPC3)を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。がん研究および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Glypican 3 (GPC3) Rabbit pAb
備考/別名	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glypican 3 (GPC3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2719
GeneID	2719
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51654
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバッグ