

Wb、Elisa用抗Glyt2モノクローナル抗体 - Q9Y345

商品番号: CM0002626

前書き

WB、ELISAアプリケーション向けのウサギ由来抗Glyt2モノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。グリシン作動性神経伝達に不可欠なナトリウム・塩素依存性グリシントランスポーター2を標的としており、神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Glyt2 ウサギmAb
備考/別名	NET1; GLYT2; HKPX3; GLYT-2; Glyt2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9152
GeneID	9152
免疫原	ヒトGlyt2 (Q9Y345)のアミノ酸250～350領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	ウェスタンブロッティング(WB)、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y345
タンパク質分子量	87kDa
発送方法	保冷剤