

Wb、If/Icc、Elisa用抗Gm-Csfモノクローナル抗体 - P01587

商品番号: CM0011275

前書き

マウスGM-CSFに対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。サイトカイン研究および造血分化研究に最適です。SWISS: P01587。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GM-CSF Rabbit mAb
備考/別名	CSF; Csfgm; GMCSF; Gm-CSF; MGI-IGM
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	1437
遺伝子ID (マウス)	12981
免疫原	マウスGM-CSF (NP_034099.2) のアミノ酸18-141に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P01587
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ