

Wb、Elisa用 抗Gm-Csf ウサギモノクローナル抗体 - P48750

商品番号: CM0008688

前書き

ラット顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF、CSF2）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。17 kDaの分泌性サイトカイン。造血研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GM-CSF ウサギmAb
備考/別名	Gmcsf; Gm-csf
種	ラット
GeneID (ヒト)	1437
GeneID	116630
免疫原	ラットGM-CSF（NP_446304.1）のアミノ酸20-144に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P48750
タンパク質分子量	17kDa
配送	保冷バッグ