

Anti-Gm130ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q08379

商品番号: CM0030372



前書き

ヒトGM130（GOLGA2）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。分子量113kDa。ゴルジ装置研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GM130 Rabbit pAb
備考/別名	GM130; DEDHMB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2801
GeneID	2801
免疫原	ヒトGM130（NP_004477.3）のアミノ酸20-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08379
タンパク質分子量	113kDa
配送	アイスパック