

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Gm130 ウサギポリクローナル抗体 - Q08379

商品番号: CM0024600



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質な抗GM130 ウサギポリクローナル抗体（Q08379）。ヒト、マウス、ラットのGM130（ゴルジンA2）に反応します。ゴルジ体構造、有糸分裂、中心体組織の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GM130 ウサギ pAb
備考/別名	GM130; DEDHMB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2801
GeneID	2801
免疫原	ヒト GM130 (NP_004477.3) のアミノ酸20-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08379
タンパク質分子量	113kDa
輸送	氷袋