

抗Gm13125/Pramef20 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q5Vt98

商品番号: CM0026842

前書き

マウスGm13125（PRAMEF20）を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびラットとの交差反応性を示し、約55 kDaのバンドを検出します。ロイシンリッチリピートを持つPRAMEファミリータンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gm13125 ウサギ pAb
備考/別名	Gm13125; EG627009; Pramef20
種	マウス
GeneID (ヒト)	645425
GeneID	627009
免疫原	マウスGm13125（NP_001108549.1）のアミノ酸67-274に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5VT98
タンパク質分子量	55kDa
輸送	氷袋