

抗Gmfbウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P60983

商品番号: CM0028090

前書き

ヒトGMFBを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示し、神経分化やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GMFB Rabbit pAb
別名	GMF; GMFB
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2764
免疫原	ヒトGMFB（NP_004115.1）のアミノ酸1-140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS番号	P60983
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	氷袋