


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Gmip ウサギポリクローナル抗体 - Q9P107

商品番号: CM0021256



前書き

ヒトGMIP（GEM相互作用タンパク質、ARHGAP46）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性があります。RhoA

GTPaseの調節および細胞内シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GMIP ウサギ pAb
備考/別名	ARHGAP46; GMIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51291
GeneID	51291
免疫原	ヒトGMIP (NP_057657.2) のアミノ酸1-91に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P107
タンパク質分子量	107kDa
発送	保冷バッグ