


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Gmnnウサギモノクローナル抗体 - O75496

商品番号: CM0006596



前書き

ヒトGMNN（ジェミニン）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。DNA複製の主要な阻害因子であり細胞周期調節因子であるヒトおよびマウスGMNNを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GMNN ウサギmAb
別名	Gem; MGORS6; Geminin
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51053
GeneID	51053
免疫原	ヒトGMNN (NP_056979.1) のアミノ酸1-209番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75496
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷剤