

Wb、Elisa用抗Gn1Aポリクローナル抗体 - Q4Adv8

商品番号: CM0022489

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗Gn1a（OsCKX2）ポリクローナル抗体です。イネの穀物収量の主要制御因子であるサイトカイニン脱水素酵素2を標的とします。ウサギ由来で、Oryza sativa（イネ）と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gn1a ウサギ pAb
略称/別名	CKX2; Gn1a; OsCKX2; OsJ_00744; B1046G12.8
対象種	Oryza sativa（イネ）
遺伝子ID	4327333
免疫原	Oryza sativa Gn1a（Q4ADV8）のアミノ酸400～500番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa（イネ）
SWISSプロットID	Q4ADV8
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	氷袋梱包