

Anti-Gna11 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P29992

商品番号: CM0026792



前書き

GNA11（Gタンパク質サブユニットアルファ11、SWISS

P29992）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-P、ELISAが検証済み。GPCRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNA11 Rabbit pAb
備考/別名	FBH, FBH2, FHH2, HG1K, HHC2, GNA-11, HYPOC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2767
GeneID	2767
免疫原	ヒト GNA11 (NP_002058.2) のアミノ酸250-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29992
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスパック