

Wb、If/Icc、Elisa用抗Gna11ウサギポリクローナル抗体（Pab） - P29992

商品番号: CM0018782



前書き

ヒトGNA11を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。内在性GNA11（約42 kDa）を検出し、マウスおよびラットとも交差反応します。GPCRおよびGタンパク質シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNA11ウサギpAb
備考／別名	FBH; FBH2; FHH2; HG1K; HHC2; GNA-11; HYPOC2; GNA11
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2767
GeneID	2767
免疫原	合成ペプチド：ヒトGNA11（NP_002058.2）のアミノ酸250～350内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29992
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷バッグ