


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Gna13 ポリクローナル抗体 - Q14344

商品番号: CM0026448



前書き

GNA13 (Gタンパク質サブユニットα-13)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。Rhoシグナル伝達と癌浸潤メカニズムの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	GNA13 ウサギ pAb
備考/別名	G13; HG1N; GNA13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10672
GeneID	10672
免疫原	ヒトGNA13 (NP_006563.2) のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14344
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ