


Ihc-P用抗Gna13ウサギポリクローナル抗体 - Q14344

商品番号: CM0019253



前書き

GNA13（Gタンパク質サブユニットα13）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラット組織でのIHC-

Pについて検証済みです。免疫原は組換え全長タンパク質で、GPCR-

RhoAシグナル伝達、がん転移、胚中心生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNA13 Rabbit pAb
備考/別名	GNA13; G13; G protein subunit alpha 13
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10672
遺伝子ID	10672
免疫原	ヒトGNA13 (NP_006563.2) のアミノ酸1〜377番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14344
タンパク質分子量	33kDa/44kDa
発送方法	保冷剤