


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Gna13ウサギポリクローナル抗体 - Q14344

商品番号: CM0021917



前書き

ヒトGNA13に対するウサギポリクローナル抗体で、W
B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、
マウス、ラットのGNA13を検出します。Gタンパク質
シグナル伝達、RhoA活性化、がん転移の研究に最適
です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNA13 Rabbit pAb
備考/別名	G13; HG1N; GNA13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10672
GeneID	10672
免疫原	ヒトGNA13 (NP_006563.2) のアミノ酸1〜210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14344
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋