

Anti-Gna15 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P30679

商品番号: CM0024358

前書き

ヒトGNA15（Gタンパク質サブユニットアルファ15）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。造血細胞におけるGPCRシグナル伝達の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNA15 Rabbit pAb
備考/別名	HG1L; GNA16; GNA15
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2769
遺伝子ID	2769
免疫原	ヒトGNA15 (NP_002059.3) のアミノ酸1-374に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P30679
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ