

Anti-Gnail Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P63096

商品番号: CM0027553



前書き

GNAI1 (Gi, HG1B, NEDHISB)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを検出。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。GPCRシグナル伝達に関与し、アデニル酸シクラーゼを阻害します。タンパク質分子量 40 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAI1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	Gi; HG1B; NEDHISB; GNAI1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2770
免疫原	ヒト GNAI1 (NP_002060.4) のアミノ酸 50-150 内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63096
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋