

ウサギポリクローナル抗Gnai2抗体（Wb、Elisa用） - P04899

商品番号: CM0025335



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のウサギポリクローナル抗GNAI2抗体。ヒトおよびマウスのGNAI2に反応します。GPCRシグナル伝達を仲介し、cAMP産生を抑制し、血管新生および炎症において役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAI2 Rabbit pAb
備考/別名	GIP; HGIC; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2771
遺伝子ID	2771
免疫原	ヒトGNAI2 (NP_002061.1) のアミノ酸1-355に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P04899
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋