


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gnai2 ウサギポリクローナル抗体 - P04899

商品番号: CM0015191



前書き

GNAI2 (Gタンパク質サブユニットアルファi2) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。GPCRシグナル伝達、血管新生、炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAI2 ウサギ pAb
備考/別名	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2771
遺伝子ID	2771
免疫原	ヒトGNAI2 (NP_002061.1) のアミノ酸1-355に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04899
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷剤