

Wb・Elisa用抗Gnai3ウサギポリクローナル抗体 - P08754

商品番号: CM0014935



前書き

ヒトGNAI3に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。N末端エピトープを標的としており、GPCRシグナル伝達および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAI3 Rabbit pAb
別名	87U6, HG1A, ARCND1, ARCODS, GNAI3
対象種	ヒト
遺伝子ID	2773
免疫原	ヒトGNAI3 (NP_006487.1) のアミノ酸1-100番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08754
タンパク質分子量	41 kDa
発送方法	保冷剤