

Wb、If-P、Elisa用 抗Gnao1 ポリクローナル抗体 - P09471

商品番号: CM0023393



前書き

ヒトGNAO1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。GPCRシグナル伝達とcAMP調節に与するGタンパク質サブユニットアルファoを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAO1 ウサギ pAb
備考/別名	GNAO; HGIG; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2775
GeneID	2775
免疫原	ヒトGNAO1 (NP_066268.1) のアミノ酸60-180に対応する組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09471
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ