

抗Gnao1ポリクローナル抗体 Wb, If-P, Elisa対応 - P09471

商品番号: CM0023385

前書き

ヒトGNAO1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。GPCRシグナル伝達とcAMP調節に与するGタンパク質αサブユニットαを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAO1 ウサギ pAb
略号/別名	GNAO; HG1G; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2775
GeneID	2775
免疫原	ヒトGNAO1 (NP_066268.1) のアミノ酸60-180番に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09471
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	氷袋