

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Gnaqウサギモノクローナル抗体 - P50148

商品番号: CM0002553

前書き

ヒトGNAQ（G-alpha-q）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。GPCRシグナル伝達研究および診断用原料調達に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAQウサギmAb
備考/別名	GAQ; SWS; CMAL; CMCI; G-ALPHA-q; GNAQ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2776
GeneID	2776
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGNAQ（NP_002063.2）のアミノ酸50-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50148
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ