

抗Gnasウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

商品番号: CM0028960

前書き

ヒトGNASに対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。Gs-alphaやNESP55を含む複数のGNASアイソフォームを検出し、マウスとの交差反応性を有します。シグナル伝達や神経内分泌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAS Rabbit pAb
別名	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2778
遺伝子ID	2778
免疫原	合成ペプチド ヒトGNAS（P63092）のアミノ酸1〜100番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
タンパク質分子量	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
発送	氷袋梱包