


抗Gnat1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P11488

商品番号: CM0029637



前書き

GNAT1（トランスデューシン α -1鎖）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。光変換および網膜研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAT1 ウサギ pAb
備考/別名	GBT1; HG1F; GNATR; CSNB1G; CSNBAD3; GNAT1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2779
遺伝子ID	2779
免疫原	ヒトGNAT1（NP_000163.2）のアミノ酸58-178に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11488
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ