


## Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Gnat3ウサギポリクローナル抗体 - A8Mtj3

商品番号: CM0021521



### 前書き

ヒトGNAT3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。味覚伝導および腸内の糖センシングに関与するグスタデュシナルファ3鎖を認識します。ヒトおよびマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | GNAT3 Rabbit pAb                                         |
| 備考/別名      | GDCA; HG1E; GNAT3                                        |
| 種          | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | 346562                                                   |
| 遺伝子ID      | 346562                                                   |
| 免疫原        | ヒトGNAT3 (NP_001095856.1) のアミノ酸60-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源        | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                   |
| SWISS      | A8MTJ3                                                   |
| タンパク質分子量   | 40kDa                                                    |
| 配送         | 氷袋                                                       |