

Wb、Elisa用抗Gnazポリクローナル抗体 - P19086

商品番号: CM0017732



前書き

ヒトGNAZ (Gz-alpha)、膜貫通シグナル伝達のトランスデューサーを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。予想されるバンドは約41 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAZ Rabbit pAb
備考/エイリアス	HGIH; gz-alpha; GNAZ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2781
GeneID	2781
免疫原	ヒトGNAZ (NP_002064.1) のアミノ酸250-350内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19086
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋