

Wb、Elisa用抗Gnb1Lポリクローナル抗体 - Q9Byb4

商品番号: CM0025247

前書き

ヒトGNB1L（DNA損傷応答の重要な制御因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。DDRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNB1L Rabbit pAb
備考/別名	GY2; FKSG1; WDR14; WDVCF; DGCRK3; GNB1L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54584
遺伝子ID	54584
免疫原	ヒトGNB1L (NP_443730.1) のアミノ酸1-327に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYB4
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋