

Gnb2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P62879

商品番号: CM0010726



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのGNB2

ウサギモノクローナル抗体です。膜貫通シグナル伝達に関与するGタンパク質βサブユニットであるヒト、マウス、ラットのGNB2と交差反応します。シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNB2 Rabbit mAb
備考／別名	SSS4, HG2C1, NEDHYDF, GNB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2783
遺伝子ID	2783
免疫原	ヒトGNB2 (P62879) のアミノ酸1-90番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62879
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	氷袋