

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Gnb2 ウサギポリクローナル抗体 - P62879

商品番号: CM0029304



前書き

ヒトGNB2（Gタンパク質サブユニットベータ-2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性があります。Gタンパク質シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNB2 ウサギ pAb
備考/別名	SSS4; HG2C1; NEDHYDF; GNB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2783
遺伝子ID	2783
免疫原	ヒトGNB2（NP_005264.2）のアミノ酸1-340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62879
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ