

Anti-Gnb3 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - P16520

商品番号: CM0015752

前書き

GNB3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのGNB3（GPCRシグナル伝達における重要なGタンパク質ベータサブユニット）と反応します。シグナル伝達および網膜疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNB3 Rabbit pAb
備考/別名	HG2D, CSNB1H, GNB3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2784
遺伝子ID	2784
免疫原	ヒトGNB3 (NP_002066.1) のアミノ酸1-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P16520
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバック